



MASKA

7 barvna LED terapija

NAVODILA ZA UPORABO

- beljenje
- pege/gube
- proti staranju
- zategovanje kože



Načelo delovanja in funkcije

LED Visokotehnološki optični belilni lepotni instrument uporablja princip fotodinamične terapije, aktivacijo globokih celic in izboljšanje metabolizma kože. Ko koža absorbira svetlobo, se svetlobna energija pretvori v znotrajcelično energijo za sprostitvev in krepitev mikrokrvnih žil ter spodbujanje fotokemične in encimske reakcije kože, ter povečanje aktivnosti katalaze (Catalase) in superoksid dismutaze (SOD) v celici, ki prevzame vlogo celičnega "čuvaja in čistilca", poveča celični vir energije razgrajenega adenozin trifosfata (ATP). Poveča vsebnosti glikogena in beljakovin, tako spodbuja celico in sintezo, da novo nadomešča staro.

Spodbuja izločanje bazičnega rastnega faktorja fibroblastov (BFGF) in epidermalnega rastnega faktorja (EGF). Kolagenska vlakna preurejajo, blokirajo in odpravljajo nastajanje melanina, pospešujejo rast celic, pospešujejo krvni obtok, spodbujajo proizvodnjo beljakovin kolagena in povečujejo elastičnost kože. Odlično učinkuje na popravilo starajoče se kože, izboljša kožo z aknami in lisami. Spodbuja in napne kožo, ter olajša sončne opekline.

Učinkovitost zdravljenja

Fotonska 7 barvna LED svetilka

- Rdeča

Valovna dolžina 630 nm, znana kot "svetloba biološke aktivnosti", lahko izboljša celično aktivnost. Za pospešitev metabolizma kože in spodbujanje tvorbe kolagena hkrati. Pomaga pri razbarvanju, kožnih gubah, povečuje elastičnosti kože, izboljša stanje kože, pomaga pri poškodovani kože, krči pore, učvrsti kožo in antioksidantno učinkuje proti staranju.

- Modra

Valovna dolžina 470 nm, lahko zavira vnetje, ima baktericidni protivnetni učinek, brez kakršne koli škode za kožo, Vnetje aken se znatno zmanjša in koža se zaceli. Učinkuje na odpravljanje aken, deluje baktericidno protivnetno, obnavlja kožo, brez brazgotin in pigmenta.

- Zelena

Valovna dolžina 520nm. Primerna za nevtralizacijo, ravnotežje in stabilnost v koži. Zmanjša izločanja kožnega olja in učinkovito vzpostavi ravnovesje vode in olja. Lajša stres in pomaga pri drenažnih oteklinah.

- Rumena

Po posebni obdelavi valovne dolžine 590nm lahko izboljša izmenjavo kisika v celicah, doprinese dodatno energijo v kožne celice. Pospešuje razgradnjo pigmenta in pospešuje limfno drenažo. Zgladi hrapavo kožo, izboljša stanje gub, zdravi pordelo kože in povečati imuniteto.

- Vijolična svetloba

Je kombinacija frekvenc rdeče in modre svetlobe. Združuje dve vrsti učinkovitosti fototerapije, še posebej ima dober učinek in popravilo pri zdravljenju aken in odstranjevanju brazgotin po aknah.

- Cian

Lahko postopoma poveča celično energijo.

- Bela

Prodre globoko v kožo, pospeši metabolizem aktivnega tkiva, razgradi madeže, izboljša drobne gubice in ohlapno kožo.

Uporaba

1. Najprej očistite kožo obraza, pustite, da se voda naravno posuši ali pa uporabite vpojno brisačo, s katero nežno obrišete (za drgnjenje obraza ne uporabljajte grobe brisače, to bo privedlo do por ali grobe/suhe kože)
 2. Vzemite LED barvno masko In krmilno omarico, priključite napajalni vod instrumenta maske na izhodno luknjo krmilne omarice moči.
 3. Po pritisku na »Colour select/Start« je privzeti čas prikaza 30 minut. Če pritisnete »Colour select/Start« izberite barvo (01-07 rdeča, modra, zelena, rumena, vijolična, cian in bela, 08 je avtomatska menjava). Čas spreminjate z »TIME+1« in »TIME-1« izbiro tipke gor dol (glede na individualne potrebe, 0-60 minut). bodite pozorni na delovanje in z očmi ne poskušajte dolgo strmeti v vir svetlobe. Z »Brightnes« lahko po potrebi izbere intenzivnost svetlobe (01-09). »Flicker« omogoča način utripanja luči. »Microelectronics« lahko uravnava mikro električno moč (01-09). (prilagoditi glede na posameznika).
 4. Najdite udoben položaj za nošenje maske in prilagodite tesnost in fiksirajte masko. (Pred nošenjem maske lahko prvič poskusite z najšibkejšo svetlobo, po tem pa postopoma povečate jakost.)
 - 5, fotonsko masko lahko kombinirate z vašo nego kože, maskami za enkratno uporabo, čiščenjem obraza po koži ...
- Po zaključku časa (običajno priporočljivo 15-30 minut), krmilna omarica samodejno izklopi LED fotone, snamete masko in jo dobro očistite, tako da boste naslednjič nadaljevali z uporabo.

Opomba

1. V kolikor je mogoče, se izognete gledanju svetlobnega vira maske in ne strmite dolgo v vir svetlobe. Oči lahko pokrijete z bombažnimi blazinicami ali senčilom.

2. LED maska pomaga, da se kakovostna nega za obraz, maske za enkratno uporabo, nege za beljenje aken bolje absorbirajo.
3. zaradi materiala maske (plastika), bo odprta embalaža verjetno imela vonj, ki spada med običajne pojave, vendar bo vonj kmalu izginil.
4. svetlobni film znotraj vezja in LED maske se ne sme stisniti, zložiti ali otežiti.
5. pred spanjem je priporočljivo napravo pospraviti nazaj v škatlo ali pa vsaj dol s postelje.
6. Svetlobna maska se ne sme namočiti v vodi, lahko uporabite vlažno krpo, samo elastični trak se lahko opere.
7. maske ni mogoče uporabiti z jedkim kemičnim pilingom.
8. izogibajte izpostavljanju soncu.

PREPOVEDANA UPORABA:

Za nosečnice, otroke, ljudi z boleznimi ščitnice, svetlobnimi alergijami. Jemanje tablet lahko povzroči alergije. Izogibajte izpostavitve svetlobe na poškodovano kožo. Vprašajte osebnega zdravnika za mnenje.

Vzdrževanje izdelka

1. Podjetje od datuma nakupa zagotavlja enoletno garancijsko storitev, vendar samo ob pravilni uporabi, tako da tehnična (fizična) poškodba ni v okviru garancije. Garancija za napajalni adapter in dele podatkovne linije USB je tri mesece,
2. Za napake, ki jo povzroči posameznik, podjetje ne zagotavlja brezplačne garancijske storitve: napaka, ki jo povzroči nepravilno razstavljanje, okvara, ki jo povzroči neprevidnost, neupoštevanje navodil.